



Pruebas de paternidad








Material Suministrado

- 1 Hoja de instrucciones
- 6 Escobillones secos y estériles
(2 para hijo, 2 para presunto padre y 2 para madre si procede).
- 1 Documento de solicitud de realización de la prueba
- 1 Etiqueta adhesiva para precintar el paquete
- 1 Caja de transporte

Información para el paciente

- No es necesario acudir en ayunas, pero sí con la boca sin restos de comida
- No es necesaria la presencia ni la autorización de la madre para la realización de la prueba.

Instrucciones

-  1 Cumplimentar la hoja de solicitud.
-  2 Identificar cada envase de muestra con los apellidos y nombre:
Se deben utilizar dos escobillones para cada una de las personas que se realizan la prueba.
-  3 Realizar las tomas de muestras atendiendo a las siguientes instrucciones:
 - Frotar la torunda de algodón por la cara interna de las mejillas asegurándose de que pasa con firmeza repetidas veces por el epitelio bucal.
 - Guardar el escobillón en el tubo original, asegurándose de la correcta identificación del tubo.
-  4 Preparación de las muestras para el envío:
 - Guardar las muestras y la documentación en la caja de cartón destinada a tal efecto.
 - Cerrar y etiquetar la caja con las señas de destino, de forma que quede precintada la zona de apertura.
-  5 Proceder al envío al laboratorio atendiendo a las siguientes instrucciones:
 - En el caso de que las muestras no se puedan enviar durante el mismo día, conservar los escobillones refrigerados a 4°C hasta su envío.
 - La empresa encargada de recoger el envío es Nacex (Tfno. **900 100 000**).
-  6 Si surge cualquier problema llamar al **977 31 97 14**
-  7 Le avisaremos por correo-e en el momento que recibamos la muestra. 7 días laborables después recibirá el informe con los resultados del análisis realizado.